



Coprimaniche in LDPE



CODICE PRODOTTO

NM-SCPE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Coprimaniche monouso impermeabile non sterile in LDPE. Facile calzabilità, ottima protezione da acqua e polvere, inodore, resistente. Munito di elastici per il fissaggio e cucitura termosaldata.

Dimensioni 40x20 cm.
Spessore 0.020 mm.
Peso 3.0 g.

DESTINAZIONE D'USO

Settore dentale, ospedaliero-medicale, RSA, laboratoriale, industria alimentare e Ho.Re.Ca.

CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di I categoria. Conformità al regolamento (UE) 2016/425;

IDONEITÀ ALIMENTARE

Idoneo al contatto con tutti i tipi di alimenti.

Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	MISURA	TAGLIA	PESO	COLORE
8055719540592	40x20 cm	Unica	3.0 g	Blu (NM-SCPE)
8055386920130	40x20 cm	Unica	3.0 g	Giallo (NM-SCPE-Y)
8055386920123	40x20 cm	Unica	3.0 g	Rosso (NM-SCPE-R)
8055386920147	40x20 cm	Unica	3.0 g	Verde (NM-SCPE-G)

MATERIA PRIMA

LDPE

AVVERTENZE

Non sterili. Non destinati ad essere sterilizzati prima dell'uso.




Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2.

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in luogo fresco e asciutto; Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore; Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo; Non utilizzare il prodotto in contatto con i prodotti chimici o con prodotti irritanti e corrosivi; Indossare il prodotto con le mani asciutte e pulite; Prima di utilizzare il prodotto controllarne l'integrità; Il prodotto non necessita di schede di sicurezza.

NORME DI RIFERIMENTO

EN ISO 13688 Indumenti di protezione - Requisiti generali
DPI di I Categoria in conformità al regolamento (UE) 2016/425 CE

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	Busta	Confezioni nel cartone	Pallet
	100 pezzi	2000 pezzi	50 Cartoni
			
	Confezioni	Cartone ondulato	Pallet in legno 80x120x180 cm
STOCCAGGIO	<p>Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.</p>		
SMALTIMENTO	<p>Il dispositivo, al termine del suo utilizzo, deve essere trattato secondo le vigenti normative in materia in funzione del campo di applicazione in cui è stato impiegato.</p>		
VALIDITÀ	<p>3 anni dalla data di produzione</p>		
FABBRICANTE	<p>MED Consulting srl - Via Revello, 38/M - SALUZZO - CN - ITALY</p>		
LUOGO DI PRODUZIONE	<p>Paesi Extra U.E.</p>		
IMPORTATORE	<p>MED Consulting srl - Via Revello, 38/M - SALUZZO - CN - ITALY</p>		



CE DPI

